

TrichinEasy
cod. 90060

&

PLYtricons
cod. 12050

TrichiDigest

ONLY



TrichiDigest only

Una versione di Trichineasy limitata alla preparazione del campione.

In attesa della validazione internazionale DG Sanco per l'utilizzo al 100% del sistema TrichinEasy per l'analisi Trichinella, ne proponiamo un utilizzo limitato a triturazione e digestione.

L'imbattibile efficienza di disgregazione e digestione dei campioni di carne è stato infatti studiato e progettato per facilitare la successiva analisi per individuazione dei parassiti.

Preparate quindi i vostri test su Trichinella con "TrichiDigest" ottenendo una digestione impeccabile per proseguire col seguito dell'analisi adottando il cosiddetto "metodo manuale tradizionale".

Un Kit specifico, composto da mono-dosi di pepsina in polvere e HCl, dovrà essere utilizzato per mantenere la garanzia sul dispositivo TrichinEasy: PLYtricons codice 12050



REG. N. 623
UNI EN ISO 9001:2008

Sede Operativa Via Marco Polo 28 - 10090 Bruino (TO) Italy
info@ctsv.it - Tel. +39 011 9049381 - Fax +39 011 9055288 - www.ctsv.biz

